

<b>Analysenavn</b>	Plv(spec.)—Hydrogen-ion; pH
<b>Kortnavn</b>	pH;Plv
<b>Synonym</b>	PHPL
<b>Forkortelse</b>	PH-PLV
<b>IUPAC kode</b>	NPU18244
<b>Kvantitetsnummer</b>	000941
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt. På samme prøve kan <a href="#">Plv(spec.)—Glucose; stofk</a> og <a href="#">Plv(spec.)—Protein; massek.</a> udføres.
<b>Prøvemateriale</b>	1 mL pleuravæske i spidsglas med skrivefelt Holdbarheden er 1 time ved stuetemperatur.
<b>Prøvetagning</b>	Se ovenstående.
<b>Referenceinterval</b>	-
<b>Analyseusikkerhed</b>	-
<b>Unormale værdier</b>	Pleuravæsker udgør normalt ca. 5-10 mL klar bleggul viskøs væske uden tilstrækkelig fibrinogen til at koagulere.

Seneste opdatering 23.07.13