

<b>Analysenavn</b>	Csv—Leukocytter(polynukl.); antalk.	
<b>Kortnavn</b>	Leukocytter(polynukl.); Csv	
<b>Synonym</b>	-	
<b>Forkortelse</b>	POLY-CSV	
<b>IUPAC kode</b>	NPU10774	
<b>Kvantitetsnummer</b>	002347	
<b>Instruktion for rekvirent</b>	<p>Analyseres dagligt</p> <p>De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenede med vævsvæske eller blod.</p> <p>Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Klinisk Kemisk Afdeling, der i forvejen er blevet adviseret.</p> <p>Rutineprøver skal være Biokemisk Klinik i hænde senest kl. 14.00.</p>	
<b>Prøvemateriale</b>	<p>2 mL spinalvæske i spidsglas med skrivefelt.</p> <p>Holdbarheden er 30 minutter ved stuetemperatur.</p>	
<b>Prøvetagning</b>	Se ovenstående.	
<b>Referenceinterval</b>	<p>≥ 0 dage - &lt; 7 dage</p> <p>≥ 7 dage - &lt; 30 dage</p> <p>≥ 30 dage</p>	<p>Mindre end <math>10 \times 10^6/L</math></p> <p>Mindre end <math>5 \times 10^6/L</math></p> <p>Mindre end <math>1 \times 10^6/L</math></p>
<b>Analyseusikkerhed</b>	-	
<b>Unormale værdier</b>	Forhøjede værdier ses ved virale infektioner.	

Seneste opdatering 23.07.13