

Analysenavn		U—Glucose; arb.k.																								
Kortnavn		Glukose(semikvant);U																								
Synonym		-																								
Forkortelse		GLKS-U																								
IUPAC - kode		NPU04207																								
Kvantitetsnummer		000761																								
Instruktion for rekvirent		Analyseres dagligt																								
Prøvemateriale		4 mL velblandet friskladt urin Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur, og postforsendelse er derfor ikke muligt.																								
Prøvetagning		Urin sendes i U 4,0 .																								
Referenceinterval		0																								
Analyseusikkerhed		-																								
Unormale værdier		Nyrens grænse for glucoseudskillelse varierer fra patient til patient, men er gennemsnitligt på ca. 10 mmol/l i plasmaet dog nedsat hos f.eks. gravide. U—Glucose; arb.k.(0 1 2 3 4) anvendes eventuelt ved vurderingen af børn med reducerende substanser i urinen og ved udredning af sjældne nyresygdomme (renal glucosuri) og som hjælp ved vurderingen af den bevidstløse patient (bør dog altid suppleres med P(vB)—Glucose; stofk.).																								
Bemærkninger		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">U-Glucose:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">mindre end 2,8 mmol/L</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2,8</td> <td>-</td> <td>9,8 mmol/L</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9,8</td> <td>-</td> <td>21,0 mmol/L</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>21,0</td> <td>-</td> <td>42 mmol/L</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">større end 42 mmol/L</td> <td>4</td> </tr> </table>	U-Glucose:				mindre end 2,8 mmol/L			0	2,8	-	9,8 mmol/L	1	9,8	-	21,0 mmol/L	2	21,0	-	42 mmol/L	3	større end 42 mmol/L			4
U-Glucose:																										
mindre end 2,8 mmol/L			0																							
2,8	-	9,8 mmol/L	1																							
9,8	-	21,0 mmol/L	2																							
21,0	-	42 mmol/L	3																							
større end 42 mmol/L			4																							
Seneste opdatering	29.10.20																									