

Analysenavn	Sem—Sædoprensning IUI
Kortnavn	Sædoprensning IUI;Sem
Synonym	Swim-up, SWUPSM
Forkortelse	IUI-SEM
IUPAC - kode	-
Kvantitetsnummer	001782
Instruktion for rekvirent	Forudbestilling til Hæmatologiafdeling, Biokemisk Klinik , Sygehus Sønderjylland, Sønderborg tlf. 74 18 24 18. Henvielsen påføres kvindens navn og CPR-nr., donornr. eller virs navn og CPR-nr og tidspunkt for insemination. Sidste tidspunkt er kl. 14.45. Vir tilsiges Biokemisk Klinik 2 timer før. Den oprensede sperma+kateter afleveres på Gynækologisk Ambulatorium.
Prøvemateriale	-
Prøvetagning	-
Referenceinterval	Antal spermatozoer og motilitetsgrad er anført på det medbragte bilag.
Analyseusikkerhed	-
Unormale værdier	Ved denne analyse fjernes nonmotile spermatozoer, leukocytter og cellerester fra sperma. Den oprensede sperma indeholder de mest motile spermatozoer.

Seneste opdatering 24.06.13